



medical **ECONET**
GERMANY



ECOspin III (IVDR)

Kompakte Tischzentrifuge für die tägliche Routine

- 12 - fach Winkelmotor bis 15ml Röhrchen
- Bürstenloser Motor mit elektronischer Drehzahlsteuerung in Schritten von 100 U/min
- Digitale Vorwahl von Laufzeit und Drehzahl
- Hygienische Folientastatur
- Elektromagnetische Deckelverriegelung
- Strapazierfähiges, leicht zu reinigendes Kunststoffgehäuse
- In-vitro-Diagnostika (IVDR) zertifizierte Zentrifuge

Spezifikationen

Ausgestattet mit einem 12-fach Winkelrotor, zur Aufnahme von Röhrcchen mit einem Volumen von bis zu 15ml und einer max. RCF von 2.400g ist die ECOspin III das ideale Gerät für den niedergelassenen Arzt.

Die ECOspin III Zentrifuge benötigt nur wenig Stellfläche und ist einfach zu bedienen. Die zuletzt gewählten Einstellungen für Drehzahl und Zeit werden gespeichert. Dies ermöglicht den Start auf Knopfdruck. Zur Sicherheit für den Anwender wird der Deckel im laufenden Betrieb elektromagnetisch verriegelt. Das strapazierfähige Gehäuse aus Kunststoff und die hygienische Folientastatur ermöglichen eine einfache Reinigung.



Abmessungen 255 mm (B) x 245 mm (T) x 140 mm (H)



Leistungsdaten

Rotor	12-fach Rotor bis zu 15ml Röhrcchen
Drehzahlsteuerung	elekt. in Schritten von 100 U/Min
Max. RCF	2.400 g
Max. Drehzahl	4500 U / min
Min. Drehzahl	300 U / min
Stromversorgung	110-240V 50/60 Hz
Geräusch bei max. Drehzahl	ca. 56 dB (A)
Abmessungen B x T x H	255 x 245 x 140mm
Gewicht	6 kg

medical **ECONET**

Im Erlengrund 16, 46149 Oberhausen - Germany

t: +49 (0) 208 377 890-0 info@medical-econet.com
f: +49 (0) 208 377 890-55 www.medical-econet.com
facebook.com/medicaleconetgermany
twitter.com/medicaleconet

Fachhändler

*Änderungen vorbehalten